

## TABLE D'OPÉRATION **PST 500** – LA PLATE-FORME POUR LES SOINS CHIRURGICAUX

---



### POLYVALENCE

Une seule table permet de réaliser de nombreuses positions dans diverses applications chirurgicales, ce qui vous aide à rentabiliser votre investissement et à développer vos capacités en matière de procédures.



### SÉCURITÉ

Grâce à un poids maximal de 454 kg (1 000 lb), à un système de contrôle de collisions, à un système de verrouillage au sol à mise à niveau automatique et à d'autres fonctionnalités, la table **PST 500** est conçue pour se faire oublier\*.



### EFFICACITÉ

Sa conception modulaire, sa manipulation ergonomique, son imagerie à 360° et son système d'indicateur de message vous aident à optimiser votre flux de travail et à prendre en charge davantage de patients, plus rapidement\*\*.



### INTUITIF

Conçue en gardant la facilité d'utilisation à l'esprit grâce à un système de coupleur à crochet à alignement automatique.



\* Le poids maximal peut changer en fonction de la configuration de la table. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.


\*\* Capacité d'imagerie à 360° avec des composants en carbone spécifiques.

## LA TABLE PST 500 EST CONÇUE POUR S'ADAPTER À DES ENVIRONNEMENTS CHIRURGICAUX RÉELS, Y COMPRIS LES VÔTRES.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maximal du patient	454 kg (1 000 lb)*
Poids net de la table	250 kg (551,2 lb)
Dimensions du plateau de table (L x l)	107 cm x 60 cm (42,1 po x 23,6 po)
Longueur de la table assemblée	227 cm (89,4 po)
Position zéro	Mise à niveau automatique simultanée de toutes les sections


\*Le poids maximal peut changer en fonction de la configuration de la table. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.




INCLINAISON




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR




POSITION DE TRENDLENBURG  
OU DE TRENDLENBURG INVERSÉE



RÉGLAGE DES JAMBIÈRES



RÉGLAGE DE L'EXTENSION DORSALE



TRANSLATION LONGITUDINALE

## POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT BAXTER LOCAL.

Attention : certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre représentant Baxter local.

Le système PST 500 est destiné à être utilisé par des médecins et du personnel médical qualifié. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Baxter recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Baxter se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Baxter est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

Baxter se conforme à la réglementation applicable en matière de données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique mondiale de confidentialité sur <https://www.baxter.fr/fr/policies-positions/global-privacy-policy>.

**Hillrom.Baxter.eu**

Baxter et PST 500 sont des marques commerciales de Baxter International Inc. ou de ses filiales.

FR-CS78-250006 [v1.0] 07/2025