

MULTILINE NEXT IT

APERÇU

VIDÉO

ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TÉLÉCHARGEMENTS



ÉQUIPEMENT

- ✓ Concept radicalement nouveau en termes de design, de technologie et de performances, très grande mobilité avec système d'arrêt central sur demande
- ✓ Dotation, pour le fauteuil de perfusion et le fauteuil de transfusion, de 3 moteurs pour un réglage en continu de l'inclinaison du dos, de l'assise et des jambes jusqu'à la position souhaitée, y compris, pour les cas d'urgence, le positionnement de Trendelenburg
- ✓ Rembourrage confortable dans de nombreuses couleurs, confort d'assise et de couchage de haut niveau, hygiène parfaite avec des coutures réduites au minimum
- ✓ Conception unique avec inclinaison à 90° de la partie jambes, parfaite pour un accès et une sortie aussi faciles qu'avec une chaise, encombrement minimal
- ✓ Nombreuses variantes en termes de conception et d'équipement pour le fauteuil de perfusion qui s'adapte à chaque concept de cabinet
- ✓ Grande sécurité du produit, certifiée par un organisme indépendant
- ✓ NOUVEAU : option avec roulettes directionnelles antistatiques

ACCOUDOIRS

Choisissez, parmi quatre variantes différentes, l'accoudoir qui conviendra à votre fauteuil de perfusion. Accoudoir standard, accoudoir standard rembourré sur les deux faces, accoudoir rembourré en partie supérieure ou accoudoir en mousse intégrale.



STANDARD



STANDARD REMBOURRÉ



REMBOURRÉ



MOUSSE INTÉGRALE

POSITIONS

Doté d'un réglage électrique en continu, aussi intelligent que facile à utiliser, le fauteuil se place rapidement et en douceur dans toute position souhaitée.



POSITION ASSISE



POSITION REPOS / ZÉRO GRAVITÉ



POSITION COUCHÉE



TRENDELENBURG

VARIANTES

Multiline Next IT. Avec 3 et 4 moteurs flexibles pour tous domaines d'application							
Réf.	Moteurs		Accoudoir		Roulettes		Repose-pieds pliable
	3	4	Standard	Rembourré ou mousse intégrale	Frein individuel	Arrêt central	
4243000	✓	—	—	✓	✓	—	—
4243100	✓	—	—	✓	—	✓	—
4243010	✓	—	—	✓	✓	—	✓
4243110	✓	—	—	✓	—	✓	✓
4244100	—	✓	—	✓	—	✓	—
4244110	—	✓	—	✓	—	✓	✓
4243001	✓	—	✓	—	✓	—	—
4243101	✓	—	✓	—	—	✓	—
4243011	✓	—	✓	—	✓	—	✓
4243111	✓	—	✓	—	—	✓	✓
4244101	—	✓	✓	—	—	✓	—
4244111	—	✓	✓	—	—	✓	✓

Dimensions et données techniques avec 4 moteurs	
♦ Position assise (surface au sol)	110 x 78 cm
♦ Position couchée (surface au sol)	196 x 78 cm
♦ Largeur totale	78 cm
♦ Surface en position couchée (L x l)	196 x 60 cm
♦ Épaisseur du rembourrage	7,5 cm
♦ Accoudoir (L x l)	56 x 12 cm
♦ Réglage en hauteur	54 – 75 cm
♦ Diamètre des roulettes	10 cm
♦ Dossier	- 5° à 78°
♦ Assise	0° à 22°
♦ Partie jambes	0° à 90°
♦ Poids maximal du patient	220 kg
♦ Tension électrique	230 V/50-60 Hz, 110 V/50-60 Hz
♦ Poids du fauteuil	105 kg

MULTILINE NEXT IT. ENCORE PLUS FLEXIBLE AVEC 4 MOTEURS.

Confort et sécurité du patient dans un encombrement minimal caractérisent ce fauteuil compact depuis des années. C'est en particulier dans les espaces souvent restreints où se trouvent de nombreux patients dans les hôpitaux de jour oncologiques qu'il fait preuve de ses atouts. Complété par quatre nouveaux modèles équipés de quatre moteurs, dont le réglage en hauteur, avec des accoudoirs à choisir en fonction de l'application prévue, et un repose-pieds, le MULTILINE NEXT IT présente un large éventail d'applications cliniques.

FAUTEUIL DE PERFUSION ET FAUTEUIL DE TRANSFUSION

Ce fauteuil de perfusion et de transfusion compact répond aux exigences spécifiques des hôpitaux de jour oncologiques et de la médecine de perfusion et de transfusion. Son concept peu encombrant allie le confort et la sécurité de modèles entièrement équipés. Les patients et l'équipe de soins ne doivent renoncer à aucune commodité ni à aucune fonctionnalité ; bien au contraire, le fauteuil inclinable met rapidement le patient dans la position la plus confortable possible pour la thérapie. Avec une largeur d'assise de 60 cm et une inclinaison verticale de la partie jambes, il est aussi peu encombrant qu'une chaise. Le rembourrage confortable et extra souple, les accoudoirs soucieux du patient et de sa thérapie ainsi qu'une large gamme d'équipement font du MULTILINE NEXT IT un fauteuil de dernière génération.

UNE FORME COMPACTE DANS UN ESPACE RESTREINT

Ce fauteuil de thérapie nouvellement développé par GREINER allie les performances de fauteuils équipés d'une haute technologie dans une forme compacte et dans un espace restreint. Conçu pour les patients les plus fragiles et présentant des tableaux cliniques sévères, il les accompagne au mieux dans les moments difficiles. Facilité d'accès, roulettes ultra mobiles, fonctions intuitives, réglage motorisé en continu jusqu'à la position souhaitée, accoudoirs agréables et rembourrage confortable dans des couleurs accueillantes, toutes ces caractéristiques se conjuguent pour donner au fauteuil sa spécificité. Le confort du patient, l'ergonomie et l'efficacité sont au rendez-vous lorsqu'il s'agit de fournir aux patients les meilleures conditions de soins pendant les longues heures de chimiothérapie.

FAUTEUIL DE PERFUSION SUR MESURE

Chez GREINER, vous pouvez personnaliser les fauteuils de soins en fonction de vos besoins. Le choix du revêtement et du rembourrage vous appartient en propre. Le tissu de revêtement et le rembourrage premium offrent des surfaces ultra souples et résistantes qui accompagnent la liberté de mouvement de la colonne vertébrale, du bassin et des hanches, grâce à un système à ressorts ménageant une élasticité dynamique au niveau de l'assise. Ceci se traduit par un soulagement des points de pression et un plus grand confort pour le patient. De même, les accoudoirs à 5 points MULTILINE font référence, leur mobilité dans 5 directions constituant en effet une première.