



GREINER

we design quality.

**AMBULANTE OPERATIES: MULTILINE NEXT
AC+.**

GREINER MEDBEST – MEDISCHE TECHNIEK VAN DITS FABRIKAAT.

Om tegemoet te komen aan de wensen van patiënten en hun behandelaars, zoekt GREINER **innovatieve oplossingen** die voldoen aan klinische behoeften en tegelijk betaalbaar zijn. GREINER producten zijn van **Duits fabrikaat**. GREINER ligstoelen kenmerken zich door de consistent hoge standaard van de ontwikkeling en productie. Dit geldt ook voor ons dienstenaanbod. Ons streven naar innovatie krijgt vorm in volledig geautomatiseerde processen en handgemaakte kwaliteit. Met zijn hoge normen voor ontwerp, materiaalkeuze, engineering en ergonomie en daarnaast klantgerichte flexibiliteit is GREINER **een partner voor wie topkwaliteit wil**.

recovery.



MULTILINE NEXT AC+. MOBIELE VERPLEGINGSLIGSTOEL VOOR AMBULANTE CHIRURGIE.

TIJD VOOR EEN NIEUWE GENERATIE LIGSTOELEN.

Deze nieuwe ligstoel vervult exact de eisen die bij een snel toenemend aantal ambulante operaties worden gesteld aan (ver)plaatsing van patiënten. Ideale toepassingen zijn de voorbereidingsruimte van de OK, de routes naar en vanuit de OK, de plaatsing na de ingreep en de verkoeverkamer na de narcose: ergonomie, functionaliteit, mobiliteit en patiëntcomfort komen samen in deze unieke ligstoel.

Optimale toegankelijkheid en eenvoudige desinfectiemogelijkheden overtuigen op het gebied van hygiëne, en in krappe ruimten waar geen plaats is voor bedden, is de **MULTILINE NEXT AC+** de ideale oplossing.

GREINER in der ambulanten Chirurgie:

- ♦ Anwendungsgebiete: OP-Vorbereitung, Ruhe- und Aufwachliege nach OP, minimalinvasive Eingriffe, Untersuchung, Behandlung, Mobilisation, Transport
- ♦ Vollständig neues Konzept in Design, Technologie und Leistungsmerkmalen
- ♦ Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhe, Einstiegshöhe nur 58 cm, Höhenhub bis 90 cm
- ♦ Wechselakku, Schiebebügel, Rollen und Fahrgestell für mobilen Betrieb
- ♦ Not-Fußschalter für Trendelenburgposition, Personal hat die Hände frei
- ♦ Zuverlässige und von unabhängiger Stelle zertifizierte Produktsicherheit

recovery.



MULTILINE NEXT AC+. DE FLEXIBELE OPLOSSING VOOR COMPLEET NIEUWE KLINISCHE CONCEPTEN.

MULTILINE NEXT AC+. TREND OP HET GEBIED VAN DAGKLINIEKEN.

Ergonomie, veiligheid en gemakkelijke mobiliteit in elke richting bij een patiëntgewicht tot 220 kg, vormen samen de perfecte oplossing voor de ambulante chirurgie in en buiten de OK.

- Ultieme oplossing voor toepassingen vandaag en in de toekomst: **operatiecentra, dagklinieken, chirurgie met post-operatieve verkoevertkamers, cosmetische resp. plastische chirurgie**, etc.
- Stoelinstap op 58 cm en heffen op 90 cm hoogte
- Cosmetische ingrepen binnen gezichtsbereik – optimale toegang in 12-uurspositie.



MULTILINE NEXT AC+. VEELZIJDIG INZETBAAR.

De grote flexibiliteit ontsluit veelzijdige toepassingsgebieden:

- Optioneel: **standaard ziekenhuisrails aan de zijkanten en aan het rug gedeelte** voor het aankoppelen van instrumenten en toebehoren, zoals **infuuspomp, operatietafel**.
- Flexibele patiënten tafel direct bij de ligstoel, die ook in het rug gedeelte goed kan worden opgeborgen wanneer deze niet gebruikt wordt.



MULTILINE NEXT AC+. VEELZIJDIG INZETBAAR.

- Chirurgisch **minimaal invasieve ingrepen** aan de huid en ledematen (**bijv. handchirurgie**) vinden direct op de ligstoel plaats. Een bijzettafel kan bijv. via de standaard ziekenhuisrails aan het rug gedeelte worden bevestigd.



MULTILINE NEXT AC+. VEELZIJDIG INZETBAAR.

- Optioneel: aanbrengen van **Göpels** voor **gynaecologische positionering** – methode waarbij de hoogte en kantelhoek van de patiënt traploos worden versteld.



MULTILINE NEXT AC+. FLEXIBEL IN DE AMBULANTE CHIRURGIE.

De **hefhoogte** verloopt bij plaatsing van de patiënt ergonomisch. De beide **volledig intrekbare armsteunen**, die ergonomisch met één hand kunnen worden bediend, bieden een veilig en betrouwbaar transport (**zoals bij stretchers**) en perfecte toegankelijkheid bij verplaatsingen.



MULTILINE NEXT AC+. MOBILITEIT GEDURENDE VELE UREN.

De krachtige accu garandeert mobiliteit en veiligheid gedurende vele uren. Ideale toepassingen van de **MULTILINE NEXT AC+** zijn daarom de voorbereidingsruimte van de OK, de routes naar en vanuit de OK, de plaatsing na de ingreep en de verkoeverkamer na de narcose.



MULTILINE NEXT AC+.

Productveiligheid

De GREINER AC-ligstoel is door een onafhankelijk bureau getest en gecertificeerd



Ergonomie

Vergrendel- en intrekbare armsteunen voor een eenvoudige verplaatsing vóór en na het verblijf in de OK

Afvoer

Elektrisch geleidende koolstofvezelbekleding EL 11

Minimale benodigde ruimte

Werkelijke stoelpositie met kantelhoek van 90° van het beengedeelte – ideaal voor instappen op een hoogte van 58 cm.

Mobiliteit

12,5-cm wielen voor comfortabele verplaatsingen, waarbij één wiel voor een veilige rechteuitloop vergrendelbaar is



Flexibiliteit

Infuusstanghouder met zwenkpositie rechts/links – bediening met één hand

Hygiëne

Naleving van de strengste richtlijnen, optimale toegankelijkheid, nauwkeurige vlakafsluiting, beproefde oppervlakken, zo min mogelijk naden

Hoofdsteen

Ergo, met/of zonder Vario double joint.

Stabiliteit

Hoge belasting tot 220 kg – veilige handling tijdens patiëntentransport, kan ook zijdelings worden verplaatst

Richtinggevend

Een pedaal voor het bedienen van het centrale remsysteem, de rechteuitloop alsmede van de stuurvrijgave voor zijdelingse parallelle verplaatsingen

Comfort, functionaliteit en ergonomie.

Traploos motorisch instelbaar, intelligent en gebruiksvriendelijk via keuze- en bedieningsknoppen van het GREINER-bedieningselement: De mobiele verzorgingsstoel **MULTILINE NEXT AC+** biedt een maximaal zit- en ligcomfort in elke positie.

Zitpositie



Relax-positie



Bedpositie/vlakke positie



Trendelenburg- en schokpositie



MULTILINE NEXT AC+. COMFORT VOOR DE AMBULANTE CHIRURGIE.

Bij GREINER kunt u de behandelingsstoelen op maat afstemmen op uw behoeften. Accessoires kunnen praktijkgericht en volgens specificaties worden gekozen. De EL 11 bekleding, antistatisch zwart, is geschikt en goedgekeurd voor OK-ruimten.



Ergo headrest with Vario double joint



Changeable upholstery stretch for Quick assist



Full spherical cap for Quick assist



Half spherical cap for Quick assist



Change with Quick assist quick coupling



Any position can be fixed with a Vario double joint



Armrests fully retractable



Standard bars for clinical accessories



Goepel holder for gynaecology



The patient table can be fixed and swivelled



Foot switch for ergonomic free-hand surgery



Spare battery on the wall charging station

MULTILINE NEXT AC+ – uitvoering, toebehoren en technische gegevens

MULTILINE NEXT AC+ – equipment/accessories

- Version with short back section and Ergo headrest with Vario double joint, standard bar made of stainless steel at the top, 4 motors for function setting, central locking, high-performance battery, foot switch/emergency switch, all plastic covers and panels in white.

Accessories

- MULTILINE NEXT AC+ in premium fabric – choice by colour pattern card
- Electrically conductive cover EL 11 (black)
- Headrests and replaceable head bolsters
- Stainless steel standard bars
- Replacement battery and charging station for wall
- Infusion bar and holder – swivelable
- Patient table
- Foot switch and holder for foot switch
- Goepel holder incl. fixing pistons
- Operating table for arm/hand surgery

Dimensions and technical data

- | | |
|--|--|
| • Chair upright (floor space) | 107 x 77 cm |
| • Recline position (floor space) | 200 x 77 cm |
| • Total width | 77 cm |
| • Surface in reclined position (L x W) | 193 x 60 cm (incl. headrest) |
| • Thickness of padding | 9 cm |
| • Armrest (L x W) | 73 x 7 cm |
| • Access height | 58 cm |
| • Height adjustment | 32 cm (58 – 90 cm) |
| • Castor diameter | 12.5 cm (1 x directional) |
| • Backrest | - 5° to 78° |
| • Seat section | 0° to 22° |
| • Leg section | 0° to 90° |
| • Maximum patient weight | 220 kg |
| • Voltage | 100-240 V/50-60 Hz |
| • Battery performance | 24 V DC, 1 x 2.9 Ah (up to 40 movements) |
| • Weight of couch | 128 kg |

WIJ ONTWERPEN KWALITEIT.

Het plezier van gezond en comfortabel zitten is al sinds 1922 onze drijfveer. Sinds vele decennia ook in het medbest-assortiment technisch geavanceerde banken van hoge kwaliteit. Al onze innovatieve producten voor onderzoek, dialyse, oncologie, bloedafname, zorg en transport zijn van Duits fabrikaat. We toetsen onze kwaliteitskeuze aan een onafhankelijk gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem: – GREINER is gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001 en 13485.



Keurmerk voor
kwaliteitswaarborgsysteem



Keurmerk voor
productcertificatie



welcome.



showroom.



GREINER GmbH · Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Duitsland
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99 · info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de