



Elansa

ELEKTRISCH VERSTELLBARER GYNÄKOLOGIESTUHL
ELEKTRISCHE GYNAECOLOGISCHE TAFEL



KOMFORT

- > 1 E-Motor
- > Rückenlehne verstellbar durch Gaszylinder
- > Beidseitige Befestigungsmöglichkeit für Kolposkop
- > Kombinierte Bewegungen des Hubs und der Rückenlehne
- > Bedienung am Fußteil



ZUGÄNGLICHKEIT

- > Elektrische Höhenverstellung von 46 bis 106 cm
- > Aussparung im Sockel für optimale Zugänglichkeit zum Patienten
- > Möglichkeit der Durchführung einer allgemeinen Untersuchung (Polster als Zubehör)
- > 3 Modelle für die Anpassung an alle Praktiken (Haltebügel, Beinhalter nach Goeppel, Fußstütze)



SICHERHEIT

- > Belastbar bis 170 kg
- > Notfallposition 11°
- > Potentialausgleichsklemme: ermöglicht den Potenzialausgleich zwischen verschiedenen elektromedizinischen Geräten



HYGIENE

- > Anatomische, nahtlose, abnehmbare Polsterung
- > Stahlgestell mit hellgrauer Epoxid-Beschichtung
- > Integrierter Papierrollenhalter
- > ABS-Behälter verschiebbar und abnehmbar auf Schienen
- > Wasserdichtes Sitzpolster
- > Räder mit Bremsen (optional)

COMFORT

- > 1 elektrische motor
- > Rugleuning verstellbaar met gasveer
- > Bilaterale bevestiging voor colposcoop
- > Gecombineerde beweging van hoogte en rugleuning
- > Voetbediening

TOEGANKELIJKHEID

- > Elektrische hoogte verstelbaar van 46 tot 106 cm
- > Uitsparing in het frame voor een betere bereikbaarheid van de patiënt
- > Mogelijkheid voor het uitvoeren van een algemeen onderzoek (kussen als accessoire)
- > 3 modellen voor gebruik bij alle praktijken (hielsteunen, Goeppel, voetensteun)

VEILIGHEID

- > Capaciteit 170 kg
- > Noodpositie 11°
- > Potentiaalvereffening: vereffening van spanningsverschillen tussen verschillende elektromedische toestellen

HYGIENE

- > Naadloze, verwijderbare, anatomische bekleding
- > Stalen structuur met ABS coating wolkgris
- > Geïntegreerde papierrolhouder
- > Glijdende en verwijderbare ABS-lade op rails
- > Waterdicht kussen van zitting
- > Zwenkwielen met rem (optioneel)



Höhenverstellbar
Variabele hoogte

46 / 106 cm

Tragfähigkeit
Capaciteit



200 kg



Gezeigtes Modell mit Optionen/Zubehör
Model weergegeven met opties/accessoires



EINSTIEG
ZITTEN



ALLGEMEINE UNTERSUCHUNG
ALGEMEEN ONDERZOEK



GYNÄKOLOGIE
GYNAECOLOGIE



NOTFALLPOSITION
NOODPOSITIE

STANDARDAUSFÜHRUNG

Elektrische Höhenverstellung von 46 bis 106 cm

Kombinierte Einstellung von Höhe und Rückenlehne (1 Motor)

Einstellung von Rückenlehne durch Gasfeder

Potenzialausgleichsbuchse

Fußpedalbedienung

Gleiter unter dem Fußgestell

ABS-Behälter verschiebbar und abnehmbar auf Schienen
(Volumen 6 Liter)

Beidseitiger Befestigungspunkt für Kolposkophalterungszubehör

Stahlgestell mit hellgrauer Epoxid-Beschichtung

Anatomische, nahtlose, abnehmbare Polsterung

Papierrollenhalter (Max. Länge 50 cm - ø 12,5 cm)

Zulässig bis max. Patienten-Körpergewicht von 170 kg
(dynamische Tests bis 210 kg und statische Tests bis 680 kg)

STANDAARD EIGENSCH

Elektrische hoogte verstelbaar van 46 tot 106 cm

Gecombineerde beweging van hoogte en rugleuning (1 motor)

Hellingshoek van rugleuning met gasveer

Equipotentiaal aansluiting

Voetbediening

Verstelbare voetjes onder frame

Glijdende en verwijderbare ABS-lade op rails
(capaciteit 6 liter)

Bilateraal verankeringspunt voor de steunaccessoires bij colposcopie

Stalen structuur met ABS coating wolkrijgs

Naadloze, verwijderbare, anatomische bekleding

Papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø 12,5 cm)

Max. toegestane patiëntgewicht van 170 kg
(dynamisch getest bij 210 kg en statisch bij 680 kg)

11610-01

Haltebügel • Hielsteunen

11614-01

Beinhalter nach Goepfel • Goepfels

11615-01

Fußstütze • Voetensteun

OPTIONEN / OPTIES*

* Bitte unbedingt bei Bestellung vermerken, Montage im Werk
Te bestellen bij oorspronkelijke opdracht, montage in fabriek

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



81036

4 Räder ø 5 cm mit Bremsen
(Höhe + 5 cm)
4 zwenkwielen ø 5 cm met rem
(hoogte + 5 cm)




12851-01

Paar Schnallen für Goepfel-Beinstützen
Paar riemen voor beensteun
volgens Göpel




11679-01

Verstellbare Kopfstütze
Hoofdsteen



11372-01

Abdeckkissen mit Wandhalterung
Ontspankussen met muursteun
(für/voor 11615-01)



11272-01

Abnehmbares Wadenpolster
mit Wandhalterung
Afneembaar beensteun
met muurhouder
(für/voor 11610-01 & 11614-01)



Lampen + 11910-01

S. Dokumentation
Raadpleeg de documentatie



11910-01

Halter für Zubehör ø 16 mm
Accessoirehouder ø 16 mm



12677-01

Spritzschutzgitter
Spatbescherming



2985-01 + 11910-01

Infusionsständer, selbstverriegelnd,
2 Haken
Infuushouder 1-hand hoogte
met 2 haken



Links Rechts
8851-01 8850-01

Kolposkophalterung Olympus
Colposcoophouder Olympus
(für/voor 11614-01)



11840-01

Kolposkophalterung Zeiss
Colposcoophouder Zeiss



11810-01

Kolposkophalterung Leisegang
Colposcoophouder Leisegang

Halterungen für andere
Kolposkopiemodelle
auf Nachfrage
Andere modellen
van colposcoophouders
op aanvraag

NETTO-GEW. • NETTO GEWICHT: 95 KG
BRUTTO-GEW. • BRUTO GEWICHT: 135 KG
VOLUMEN • VOLUME: 0,92 M³

**POLSTERAUSSWAHL,
FEUERBESTÄNDIG M1,
ANTIBAKTERIËL**

KEUZE VOOR
M1 VUURVERTRAGENDE
STOFFERING – BACTERIEWEREND



CLASSIC

- CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
- CC - PLUM
- CD - LEMON
- CE - PEACOCK
- CF - SAPHYR
- CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
- CI - DARK
- 57 - ANTISTATIC
- CJ - GREY
- CK - PLATINUM


ELEGANCE*

- EA - DEEP GREEN
- EB - VEGETAL
- EC - STORM
- ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
- EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
- EH - CORK

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



AH-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

© communication - Im Sinne der ständigen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, sie ohne Vorankündigung zu ändern / In onze constante zoektocht naar verbetering van onze materialen behouden wij het recht om zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen aan te brengen