



iDuolys





Promotal heeft vijf jaar geleden het grootste onderzoek ooit uitgevoerd in Europa en het Midden-Oosten. In deze driejarige studie, die is uitgevoerd in samenwerking met meer dan 200 gezondheidsprofessionals, zijn drie basisbehoeften naar voren gekomen: gelijke behandeling van personen met beperkte mobiliteit, efficiënte uitvoering van het medisch onderzoek en ergonomisch gebruik van apparatuur. iDuolys is de nieuwe revolutie van Promotal. We hebben een gemengde tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten dankzij de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, een optimale gynaecologische positie, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.



OPSTAPPOSITIE



**HOGE
POSITIE**



DECLIEF



PROCLIEF



GYNAECOLOGIE



GELIJKHEID VAN BEHANDELING

VERMINDER DE MOEITE DIE PATIËNTEN MET BEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID MOETEN DOEN DANKZIJ:

- > Een opstappositie voor de patiënt op 53 cm
- > Rustige en veilige elektrische bewegingen
- > Compatibel met een tillift
- > Moeiteloze overgang van opstappositie naar gynaecologische positie

ONDERZOEK AL UW PATIËNTEN MET HETZELFDE GEMAK:

- > Patiënten tot maximaal 250 kg



DOELTREFFENDHEID

VOER UW ONDERZOEK SOEPEL UIT DANKZIJ:

- > Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen gebruik
- > Geïntegreerde, eenvoudig bruikbare stijgbeugels (afhankelijk van het model)
- > Een dubbelklik-functie om met het pedaal uw posities zonder afstandsbediening te bereiken
- > Bewegingen die twee keer zo snel gaan
- > Voor autonome bewegingen is 1 impuls is genoeg voor de juiste positie
- > Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt
- > Een herprogrammeerbare 'thuis'-positie

VEREENVOUDIG HET SCHOONMAKEN VAN UW OMGEVING DANKZIJ:

- > Door aanhoudend contact elektrisch activeerbare wieltjes (afhankelijk van het model)
- > Verwijderbare bekleding zonder naden



ERGONOMISCH GEBRUIK

KIES MOEITELOOS EEN ANDERE POSITIE:

- > Elektrische bewegingen: Hoogte, centrale rugsteun, proclief/declief
- > Externe rugsteun instelbaar met een gasdrukveer
- > Variabele hoogte van 53 tot 99 cm
- > Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
- > Geïntegreerde stijgbeugels

VERBETER HET COMFORT VAN UW PATIËNTEN DANKZIJ:

- > Een echte gynaecologische positie



3060-40

Glijders - stijgbeugels op klemmen

3065-40

Glijders - inklapbare klemmen

3060-50

Inklapbare wielen, stijgbeugels op klemmen

3065-50

Inklapbare wielen, inklapbare stijgbeugels

3060-60

Wielen 125 mm, stijgbeugels op klemmen

3065-60

Wielen 125 mm, inklapbare klemmen




Twee beensteunen
(ter vervanging van de stijgbeugels op
klemschroeven)
Ref. 30840




Geïntegreerd stopcontact
EU - Ref. 30400-01EU
VK - ref. 30400-01UK



Accu
Ref. 3092-01



Stroomonderbreker
Ref. 3058-01



Kabelhaspel
(4 m)
Ref. 3032-01XX



Urologiebak
(ter vervanging van standaardbak)
Ref. 2061-30



Equipotentiaalbus
Ref. 2059-01



Twee steunen
(ter vervanging van de stijgbeugels
op klamschroeven)
Ref. 30845



Klamschroef
Ref. 166



Twee beensteunen
Ref. 840



Twee hoezen
voor beensteunen
Ref. 861



Infuusstandaard
2 haken
Ref. 985-01



Infuusstandaard
zelfblokkerend met 2 haken
Ref. 2985-01



Armsteun
(per stuk)
Ref. 2536



Hoes voor armsteun
(per stuk)
Ref. 2537



Twee stijgbeugels
Ref. 850



Hoofdsteun platte
bedekking
Ref. 1102-10



Twee klamschroeven op
rail
Ref. 878-12



Draadloze handmatige bediening
Zonder intrekbare wielen
Ref. 3041-20
Met intrekbare wielen
Ref. 3041-25



Pedaal
met kabel Ref. 3051-10
zonder kabel Ref. 3051-20



Antispatrooster
Ref. 12677-01



Twee rails met klemmen
Ref. 2065-78



Twee eenvoudige hand-
grepen, geplastificeerd
Ref. 856



Twee barrières
(alleen platte bedekking)
Ref. 85114-01



Lamp
(zie documentatie)




Twee steunen
Ref. 12845


MODELLEN 3060-40/3065-40 :
NETTOGEWICHT : 121KG
BRUTOGEWICHT : 154KG
VERPAKKINGSVOLUME : 1,64M³

MODELLEN 3060-50/3065-50/3060-60/3065-60 :
NETTOGEWICHT : 150KG
BRUTOGEWICHT : 183KG
VERPAKKINGSVOLUME : 1,64M³

Model 3065-50



Model 3065-60



BEKLEDINGSKLEUREN EN FINEER*

CA - TOMATO**		CLASSIC RANGE
CB - FUCHSIA**		
CC - PLUM**		
CD - LEMON**		
CE - PEACOCK		
CF - SAPHYR**		
CG - MIDNIGHT BLUE**		
CH - GLACIER		ELEGANT RANGE*
CI - DARK		
57 - ANTISTATIC		
CJ - GREY**		
CK - PLATINUM**		
EA - DEEP GREEN**		
EB - VEGETAL**		
EC - STORM**		
ED - SILVER BLUE**		
EE - PAPRIKA**		
EF - TWILIGHT		
EG - CAMEL**		
EH - CORK**		

* Het Elegance-assortiment is onderwerp tot de toepassing van een tarieftoeslag. Raadpleeg de prijslijst.

** Kleuren met bijbehorend fineer. De andere kleuren worden geleverd met wit fineer