



Quest®

UNTERSUCHUNGSLIEGE • ELEKTRISCH VERSTELLBARE
ONDERZOEKSBANK • ELEKTRISCH HOOGTE VERSTELBAAR



FÜHREND BEI HÖHENVERSTELLBAREN LIEGEN! DE STANDAARD VOOR HOOGTE VERSTELBARE BANKEN



KOMFORT

- > Polsterauflage auf 100 % der Breite nutzbar
- > Sanfte elektrische Bewegungen
- > Pedal- und Handbedienung miteinander kombinierbar (3 Anschlüsse)



ZUGÄNGLICHKEIT

- > Höhenverstellbar von 54 bis 94 cm
- > Mit Patientenlifter kompatibel



SICHERHEIT

- > Sehr stabile H-Fußform
- > Stabile Arme für Höhenverstellung
- > Belastbar bis 200 kg
- > Trendelenburg/Anti-Trendelenburg (bei bestimmten Modellen)
- > Batterie für Notfallbewegungen (Option)
- > Potenzialausgleichsbuchse (Option)



HYGIENE

- > Exklusives Block'n Roll-System (Modellen 2050-15/30/50)
- > Alle offen liegenden Teile sind zur Reinigung zugänglich
- > Antibakterieller Bezug

COMFORT

- > 100 % bruikbaar oppervlak van de kussens
- > Soepele elektrische bewegingen
- > Mogelijkheid voor combinatie van voet- en handbediening (3 aansluitingen)

TOEGANKELIJKHEID

- > Hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
- > Compatibel met een patiëntenlift

VEILIGHEID

- > Zeer stabiele H-basis
- > Robuuste hijsarmen
- > Capaciteit van 200 kg
- > Anti-Trendelenburg - Trendelenburg (op bepaalde modellen)
- > Batterij voor noodbewegingen (optioneel)
- > Equipotentiaalaansluiting (optioneel)

HYGIENE

- > Exclusief Block'n Roll-systeem (modellen 2050-15/30/50)
- > Alle blootliggende onderdelen zijn te reinigen
- > Bekleding met antibacteriële bescherming



Abbildung mit Optionen/Zubehör
Producten afgebeeld met opties/accessoires

Höhenverstellbar
Variabele hoogte

54 / 94 cm

Liegefläche
Bankoppervlak



65/75 x 200 cm

Tragfähigkeit
Capaciteit



200 kg



EINSTIEG
LIGGEN



HOCHLAGERUNG
HOGE POSITIE



ALLGEMEINE UNTERSUCHUNG
ALGEMEEN ONDERZOEK



TRENDELENBURG
TRENDELENBURG



ANTI-TRENDELENBURG
ANTI-TRENDELENBURG

STANDARDAUSFÜHRUNG

Medizinprodukt der Klasse I

Elektrische Höhenverstellung von 54 bis 94 cm

Stahlgestell mit weißer Epoxidbeschichtung

Rückenlehne verstellbar über Gasfeder oder Elektrozyylinder

Manuelle Bedienung

Gleiter unter dem Fußgestell

Block'n Roll® - System mit integrierten einfahrbaren Rollen, halbzentral gebremst (Best.-Nr: 2050-15, 2050-30 und 2050-50)

Papierrollenhalter (Max.-Länge 50 cm - ø 12,5 cm)

12 cm Bodenfreiheit - lässt Platz für einen Patientenlifter

Anschlussmöglichkeit für 3 Bedieneinheiten

Medizinisches Gerät, Schutzklasse 2 / Erhältlich als Schutzklasse 1 mit Option 2059-01, nicht kompatibel mit 85114-02

STANDAARD EIGENSCHAPPEN

Medisch hulpmiddel klasse I

Elektrisch hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm

Metalen frame met witte epoxy afwerking

Rugleuning met gasveer of elektrisch verstelbaar

Handbediening

Verstelbare voetjes onder frame

Block'n Roll® - Geïntegreerde semi-centraal inklapbare wielen (ref: 2050-15, 2050-30 en 2050-50)

Papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø 12,5 cm)

Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm

Mogelijkheid tot aansluiting van 3 bedieningen

Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Beschikbaar in klasse 1 met optie 2059-01, niet compatibel met 85114-02

2050-10

Gleiter - Gasfeder-Rückenlehne • Stelvoetjes - Rugleuning met gasveer

2050-15

Block'n Roll® - Gasfeder-Rückenlehne • Block'n Roll® - Rugleuning met gasveer

2050-20

Gleiter - Anti-Trendelenburg - Gasfeder-Rückenlehne • Stelvoetjes - Trendelenburg - Rugleuning met gasveer

2050-30

Block'n Roll® - Anti-Trendelenburg - Gasfeder-Rückenlehne • Block'n Roll® - Trendelenburg - Rugleuning met gasveer

2050-50

Block'n Roll® - Anti-Trendelenburg - Elektrische Rückenlehne • Block'n Roll® - Trendelenburg - Elektrische rugleuning

POLSTERAUFLAGEN / KUSSENS

* Alle Modelle, bitte separat bestellen

Alle modellen, apart te bestellen



FLACH / VLAK

Breite / Breedte 65 cm 600150-65
Breite / Breedte 75 cm 600150-75

MIT WULST
RANDVERDIKKING

Breite / Breedte 65 cm 600151-65
Breite / Breedte 75 cm 600151-75

ANATOMISCH

Breite / Breedte 73 cm 600150-70



81036

4 Räder mit Bremse und Doppelrollen ø 50 mm
4 zweiwheelen met rem ø50 mm (für/voor 2050-10/20)

Für Polster/voor kussen
65 cm 75 cm

2231-65

Gesichtsausschnitt nur bei flacher Polsterung
Gezichtsopening uitsluitend bij vlakke bekleding 600150-65 / 600150-75

2231-75




600000-01

Polsterauflage im Werk montiert
Bekleding montage in fabriek



2092

Batterie für Notfallbewegungen
Batterij voor noodbewegingen



2059-01

Geerdete steckdose (Schutzklasse 1)
+ Potenzialausgleichsbuchse
Geaarde contactdoos (klasse 1)
+ Equipotentiaalaansluiting

OPTIONEN / OPTIES*

* Bitte unbedingt bei Bestellung vermerken, Montage im Werk / Te bestellen bij oorspronkelijke opdracht, montage in fabriek



850+166

Paar Haltebügel
Paar hielsteunen

840+166

Plastikbeinstützen (Paar)
Set kunststof beensteunen

861

Paar Bezüge für Beinstützen
Paar hoesen voor kniesteun



985-01+166

Infusionsständer, 2 Haken
Infuuspaal met 2 haken



2985-01+166

Infusionsständer, selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand hoogte met 2 haken

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Für flache Polsterung/Voor platte bedekking
65 cm 75 cm

600150-65C

600150-75C

Schutzaufgabe Fußteil
Bescherming transparant plastic voet



2056-02

Verstellbarer Papierrollenhalter
Verstelbare papierrolhouder (350-800 mm)



2536+166

Armstütze (1 Stück)
Armsteun (per stuk)



2537

Bezug für Armstütze (1 Stück)
Hoes voor armsteun (per stuk)




2054-01

Kopfstütze für anatomische Polsterung
Hoofdsteun voor anatomische bekleding



2055-01

Rückenlehnenverlängerung nur für flache Polsterung
Rugleuningverlenging alleen voor vlakke bekleding




1102-10

Kopfstütze für alle Polsterungen geeignet
Hoofdsteun compatibel met alle bekledingen



85114-02

Seitenstützenpaar / Paar onrusthekken
Nicht kombinierbar mit / Niet compatibel met 166, 985-01, 2985-01



30878-XXT+878-12

2 Kopfschienen
Twee rails hoofd



30878-XXP+878-12

2 Fußschienen
Twee rails voeten



2051-10

Fußpedalbedienung
Voetbediening (Best-Nr/ref: 2050-10/15)



2051-21

Fußpedalbedienung
Voetbediening (Best-Nr/ref: 2050-20/30)



2051-31

Fußpedalbedienung
Voetbediening (Best-Nr/ref: 2050-50)



166

Paar Spannvorrichtungen
Paar klemmen



878-12

Klemme für Schiene
25x10 mm, ø 16/18 mm
Fixatieklem voor 25x10 mm, ø 16/18 mm



Lampen + 166

S. Dokumentation
Zie de documentatie

NETTO-GEW. • NETTO GEWICHT:

Liege / bank: 83 kg – Polster / kussens: 21 kg

BRUTTO-GEW. • BRUTO GEWICHT:

Liege / bank: 121 kg – Polster / kussens: 25 kg

VOLUMEN • VOLUME:

Liege / bank: 0,96 m³ – Polster / kussens: 0,28 m³

**POLSTERAUSWAHL,
FEUERBESTÄNDIG M1,
ANTIBAKTERIËL**

**KEUZE VOOR
M1 VUURVERTRAGENDE
STOFFERING – BACTERIEWEREND**




CLASSIC

- CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
- CC - PLUM
- CD - LEMON
- CE - PEACOCK
- CF - SAPHYR
- CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
- CI - DARK
- 57 - ANTISTATIC
- CJ - GREY
- CK - PLATINUM


ELEGANCE*

- EA - DEEP GREEN
- EB - VEGETAL
- EC - STORM
- ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
- EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
- EH - CORK

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



AH-18/24



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM